

姫路赤十字病院検査技術部活動リスト

2026年 6月 25日 改訂

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル種類	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
5. 検査項目	1. 尿・糞便等一般検査							
	D 0 0 0 尿中一般物質定性半定量検査							
		比重、pH、蛋白定性、グロブリン定性、糖定性、ビリルビン定性、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩）、食塩、試験紙法による白血球検査（白血球エステラーゼ）、7pH 以下	尿	ウロペーパー「e」Ⅲ「栄研」 比重：屈折率法	S0一般008、S0一般010、S0一般003、S0一般004、S0一般001、S0一般006、S0一般005、S0一般002、S0一般007、S0一般009、S0一般012			
		D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査						
		尿蛋白	尿	コバシ システム-G コバシ試験 TP00 Gen 3	S0生化023	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		尿グルコース	尿	コバシ システム-G コバシ試験 GLUC HK Gen 3	S0生化029	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		D 0 0 2 尿沈渣（鏡検法）						
		尿沈渣（鏡検法）	尿	ラボステインSG	S0一般016			
	2 血液学的検査							
		D 0 0 5 血液細胞-増数検査						
		網赤血球数	血液	フルオロセルRET ライザセル WDF	S0血液020	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		末梢血液像（自動機械法、好酸球数）	血液	フルオロセル WDF ライザセル WPC フルオロセル WPC セルバック DFL	S0血液019	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		末梢血液一般検査（赤血球数、白血球数、血色素測定（Hb）、ヘマトクリット値（Ht）、血小版数）	血液	スルホライザ セルバック DST ライザセル WNR フルオロセル WNR フルオロセル PLT	S0血液017、S0血液018、S0血液014、S0血液015、S0血液016、	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		末梢血液像（鏡検法）	血液	マイクログラフオートシステムセ	S0血液021、S0血液023	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		ヘモグロビン A1c（HbA1c）	血液	高速液体クロマトグラフィー法（HPLC法）	S0血液001	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		D 0 0 6 出血・凝固検査						
		プロトロンビンド時間（PT）	血液	レベムPT	S0血液007	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		フィブリノゲン定量	血液	トロンボチェック Fih01	S0血液009	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血液	レベムAPTT SLA	S0血液008	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	血液	リアオート P-FDP	S0血液011	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
		Dダイマー	血液	リアオート・Dダイマーネオ	S0血液012	採取容器の変更	2026. 04. 07	採血管変更のため
3. 生化学的検査 1	D 0 0 7 血液化学検査							
		総ビリルビン	血清	ネスコート VL T-BIL	S0生化037	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		直接ビリルビン又は結合型ビリルビン	血清	ネスコート VL D-BIL	S0生化036	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		総蛋白	血清	コバシ システム-G コバシ試験 TP Gen 2	S0生化016	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		アルブミン	血清	アキュラスオート ALB II	S0生化012	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		尿酸窒素	血清 尿	クイックオート UA-UH	S0生化019	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		クレアチニン	血清 尿	コバシ システム-G コバシ試験 CREP Gen 2	S0生化014	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		尿酸	血清 尿	コバシ システム-G コバシ試験 UA Gen 2	S0生化018	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		アルカリホスファターゼ（ALP）	血清	コバシ システム-G コバシ試験 ALP TP00 Gen 2	S0生化001	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		コリンエステラーゼ（ChE）	血清	クイックオート ネオ Ch-E	S0生化047	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清	コバシ システム-G コバシ試験 GGt Gen 2	S0生化010	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		中性脂肪	血清	クイックオート ネオ TG II	S0生化017	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		ナトリウム及びクロール	血清 尿	イオン選択電極法	S0生化009	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		カリウム	血清 尿	イオン選択電極法	S0生化006	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		カルシウム	血清 尿	コバシ システム-G リキテック Ca II	S0生化004	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		マグネシウム	血清	コバシ システム-G リキテック Mg II	S0生化008	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		グルコース	血清 血液	コバシ システム-G コバシ試験 GLUC HK Gen 3	S0生化013	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清	コバシ システム-G コバシ試験 LDH TP00 Gen 2	S0生化007	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		アミラーゼ	血清 尿	コバシ システム-G コバシ試験 AMY Gen 2	S0生化011	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）	血清	クイックオート ネオ LAP	S0生化039	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	分析装置更新のため
		クレアチニンキナーゼ（CK）	血清	コバシ システム-G コバシ試験 CK Gen 2	S0生化005	試験・試験名称の変更	2026. 05. 22	

フレキシブルな管理要員が記載→品質管理主体が確認(合議)→検査技術部管理主体が確認(合議)→検査技術部長が承認→品質管理主体が保管(旧版も5年以上保管する)

姫路赤十字病院検査技術部活動リスト

	D013	肝臓がん関連検査	HBe抗原 HBe抗体 HBe抗体定性・定量	血清 血清 血清	276-72試薬 HBeAgIT (S300) 276-72試薬 Anti-HBeIT v2 (S300) 276-72試薬 Anti-HBeIT (S300)	S0免疫015 S0免疫016 S0免疫019	276-72試薬 HBeAntiquantIT (S100)の廃止	2026.05.19		
	D014	自己抗体検査	リウマトイド因子(RF)定量	血清	RF-ラテックスX1「生研」	S0生化034	試薬・試薬名称の変更	2026.05.22		分析装置更新のため
	D015	血液蛋白免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	血清	コバス システム-6 CRP-ラテックスX2「生研」製	S0生化021	試薬・試薬名称の変更	2026.05.22		分析装置更新のため
			免疫グロブリン(IgG,IgA,IgM)	血漿	コバス システム-6 IgG-TIA NX「生研」、コバス システム-6 IgA-TIA NX「生研」、コバス システム-6 IgM-TIA NX「生研」	S0生化056、S0生化053、S0生化057	試薬・試薬名称の変更	2026.05.22		分析装置更新のため
			C3、C4	血清	コバス システム-6 コバス試薬 C3 Gen.2、コバス システム-6 コバス試薬 C4 Gen.2	S0生化054、S0生化055	試薬・試薬名称の変更	2026.05.22		分析装置更新のため
	6.	微生物学的検査								
	D017	排泄物、排出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの その他のもの	喀痰 喀痰	尿 尿	蛍光染色(トラント染色) グラム染色(バーミー法) チール・ネルゼン染色	S0微生物001 S0微生物001			
	D018	細菌培養同定検査								
			細菌培養同定検査 (口腔・気道・呼吸器、消化管・血液・穿刺液・泌尿器・生殖器、その他、簡易培養)	喀痰	尿	培養法：各種寒天培地を用いた培養法 (主要培地5%ヒツジ血液寒天培地、マッコニー培地、チョコレート寒天培地等) 同定法： ・生化学性状による同定（微生物同定感受性分析装置DM1096 WalkAway） ・質量分析による同定（微生物分類同定分析装置 MALDI n°ity(n° - sirius one)） ・簡易培養（GBS増菌培地によるスクリーニング）	S0微生物002	使用培地の利率から培養法と同定法を明確に記載 微生物同定感受性分析装置更新により装置名の変更 （Walk Away96Plusを微生物同定感受性分析装置DM1096 WalkAwayに変更） 質量分析装置新規導入により（微生物分類同定分析装置 MALDI n°ity(n° - sirius one)を追記 簡易培養検査を独立小分類から細菌培養同定検査に含めて整理した。	2026.3.16	装置の更新および新規導入に伴う記載内容の見直し
			嫌気性培養	穿刺液	分泌物	培養法：各種寒天培地を用いた培養法 (主要培地PCA添加アネロコンビマスRS血液寒天培地、BBE寒天培地、HK半通孔培地等) 同定法：ラピッドID32 A アズ 質量分析による同定（微生物分類同定分析装置 MALDI n°ity(n° - sirius one)）	S0微生物002	使用培地の利率から培養法と同定法を明確に記載 質量分析装置新規導入により（微生物分類同定分析装置 MALDI n°ity(n° - sirius one)を追記	2026.3.16	装置の新規導入に伴う記載内容の見直し
			真菌培養	喀痰	尿	培養法：OHIOAgarカンジダ寒天培地を用いた培養法 同定法： ・培地に発育した集落の色調による同定 ・質量分析による同定（微生物分類同定分析装置 MALDI n°ity(n° - sirius one)）		独立小分類として追加	2026.5.13	診療報酬点数表に基づき記載内容を見直し
	D019	細菌薬剤感受性検査								
			細菌薬剤感受性検査 (薬剤耐性菌検査)	喀痰	尿	微量液体希釈法（微生物同定感受性分析装置DM1096 WalkAway、ドライプレート「栄研」） 薬剤感受性試験（ディスク拡散法等）を用いた表現型による薬剤耐性菌検出	S0微生物003 S0微生物008	微生物同定感受性分析装置更新により装置名の変更 （Walk Away96Plusを微生物同定感受性分析装置DM1096 WalkAwayに変更） 小分類名称に薬剤耐性菌検査を追加	2026.3.16 2026.5.13	装置の更新に伴う記載内容の見直し 診療報酬点数表に基づき記載内容を見直し
	11.	尿・粪便等一般検査								
	D001	尿中特殊物質定性定量検査								
			アルブミン定量(尿)	尿	尿	コバス システム-6 コバス試薬 U-Alb Gen.3	S0生化022	試薬・試薬名称の変更	2026.05.22	分析装置更新のため
			N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿)	尿	尿	N-アッセイ L NAG ニットロー	S0生化058	試薬・試薬名称の変更	2026.05.22	分析装置更新のため
	D002-2	尿沈渣（フローサイトメトリー法）								
			尿沈渣（フローサイトメトリー法）	尿	尿	UF-フルオロセルOR、UF-フルオロセルSF、 UF-セルバックOR、UF-セルバックSF、 UF-セルシース	S0一般015			
	D003	糞便検査								
			糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)	便	便	オイルレッドO 染色液 直接塗抹法	S0一般021 S0一般022			
			糞便中ヘモグロビン定性	便	便	OC-ヘモキッツS®「栄研」	S0一般023			
	D004	穿刺液・採取液検査								
			髄液一般検査（蛋白質量、糖定量、細胞数、細胞種類）	穿刺液	血液	コバス システム-6 コバス試薬 TPUC Gen.3 コバス システム-6 コバス試薬 GLUC HK Gen.3 ライザセル 腫瘍、フルオロセル MNR	S0生化024、S0生化013、S0血液025	試薬・試薬名称の変更（蛋白質量、糖定量）	2026.05.22	分析装置更新のため（蛋白質量、糖定量）
	12.	血液学的検査								
	D005	血液形態・機能検査								
			赤血球沈降速度(ESR)	血液	血液	SESR-2001-08 (Quick eye-S)	S0一般029	機材更新	2026.03.02	同一機種 (Quick eye-S)の更新
			好酸球(鼻汁)	分泌物	血液	エオジノステイン(ハンセル)	S0一般019			
			ヘモグロビンF(HbF)	血液	血液	高速液体クロマトグラフィー法 (HPLC)	S0血液002	採取容器の変更	2026.04.07	採血管変更のため
			骨髄像	穿刺液	血液	メイグリュンワルドギムザ染色 DAB染色キット エステラーゼキット ASDキット	S0血液022 S0血液023、S0血液028	メイグリュンワルド染色液をメイグリュンワルド染色液 for SPへ、ギムザ染色液をギムザ染血液液 for SPへ変更	2026.03.24	染色液変更のため
			造血器腫瘍細胞抗原検査	穿刺液	血液	フローサイトメトリー法	S0血液035	使用試薬にDURA innovations SC-1、DURA innovations SC-2を追加	2026.03.24	乾燥抗体導入のため
	D006	出血・凝固検査								
			アンチトロンピン活性	血漿	血漿	レボヘムAT	S0血液010	採取容器の変更	2026.04.07	採血管変更のため
			フィブリノーゲン-結合体定性	血漿	血漿	フィブリノーゲン測定剤	S0血液013	採取容器の変更	2026.04.07	採血管変更のため
			凝固因子インヒビター定性(クロスミシング試験)	血液	血液	トロンボチェック APIT-S-A	S0血液027	採取容器の変更	2026.04.07	採血管変更のため
			血小板凝集能	血漿	血液	透過光法	S0血液034	採取容器の変更	2026.04.07	採血管変更のため

フレキシブルな管理要員が記載→品質管理主体が確認(合議)→検査技術部管理主体が確認(合議)→検査技術部長が承認→品質管理主体が保管(旧版も5年以上保管する)

姫路赤十字病院検査技術部活動リスト

13. 生化学的検査 I	D007 血液化学検査																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

フレキシブルな管理要員が記載→品質管理主体が確認(合議)→検査技術部管理主体が確認(合議)→検査技術部長が承認→品質管理主体が保管(旧版も5年以上保管する)

姫路赤十字病院検査技術部活動リスト

		N 0 0 3ー2 迅速細胞診							
			迅速細胞診	その他	パパニコロウ染色	SO病理012			
		N 0 0 4 細胞診（1部位につき）							
			婦人科材料等によるもの	その他	パパニコロウ染色	SO病理001			
			穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	穿刺液	パパニコロウ染色	SO病理002、SO病理003			
		N 0 0 5ー6 GLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製							
			GLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製	組織	LSAB法	SO病理008	RM205改訂に伴う移項	2023. 05. 13	診療報酬点数表に基づき記載内容を見直し
		生化学的検査							
		101 生理学的検査							
		a 呼吸機能検査							
		D 2 0 0 スパイログラフィー等検査							
			肺気量分画測定（安静肺気量測定及び最大換気量測定を含む。）	患者（肺）	オートスバイロメーターSP-770	SO生体015			
			フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）	患者（肺）	オートスバイロメーターSP-770	SO生体015			
		b 循環機能検査							
		D 2 0 8 心電図検査							
			四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導	患者（心臓）	cardimax8 FCP-8800 FCP-9900Ai	SO生体011	新規機器追加（FCP-9900Ai）	2026. 02. 25	
		c 超音波検査							
		D 2 1 5 超音波検査							
			胸腹部	患者（腹部）	Aplio i-800 Aplio 500 Aplio 400 Vivid S60N	SO生体024			
			心臓超音波検査	患者（心臓）	Aplio i-800 Aplio 400 Vivid E95 L0610 E10 Vivid S60N	SO生体031、SO生体032			
		d 脳波検査							
		D 2 3 5 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）							
			脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）	患者（脳）	Neurofax EEG-1260 EEG-1214	SO生体020			